

Messnotizen

NIM-Crate Messungen

	Position	File	
oben	-6V	03.CSV	mit x10 Probe
	+6V	04.CSV	mit x10 Probe
	-12V	05.CSV	mit 1x Probe ab jetzt
	+12V	06.	
	-24V	07.	
	+24V	08	
	GND	09	
unten	+24V	10	
	-24V	11	
	+12V	12	
	-12V	13	
	+6V	14	
	-6V	15	
	GND	16	

HV-Werte:

A: -604V - 0,107⁽¹⁾ mA
B: -605V - 0,107⁽¹⁾ mA

Seite A: (alle Dateien ~/links/...)

Slow Pulse kontrollieren: 50 Ω an umoszi (Reflex vermeiden)

slow nach PMT an CH1

Aufnahmen: 17, 18, 19, 20, 21

output vom Amp an CH2

Trigger auf CH1

Triggern mit SCA

DA ganz hoch, Fenster vom SCA ganz auf

Output von DA an CH1

+ Output von SCA an CH2

Trigger auf CH2

NA-Quelle zw. Detektoren

Aufnahmen vor Amp. pass.: 22.CSV - 40.CSV
(10 von 511 keV Linie)

Amp. einst.: Coarse gain: 20

→ Aufnahmen: 41.CSV - 54.CSV

Fine gain: 0,09 von Range 0,09-1,5

Verzögerungseinst.: SCA-Signal in GDA, GDA-Out an CH2

vor variation: 55.CSV

(auf Pulsche Linie Amp. eingestellt: nochmal → Coarse gain: 50 (Fine wie oben) → 55.CSV - 66.CSV)

coarse gain doch auf 20 → korr. Messeinstellung

Verzögerung einstellen über GDA (out an CH2): Eingestellt 73.CSV - 83.CSV → 90

Energiespektrum Na:

Ausgang DA an Analog-Eingang MCA

DAQ-Out an Gate-In MCA

1. Aufnahme ganzes Na-Spektrum: na-ganz.txt

Ampverst. auf coarse gain 50 → na-nur511.txt

mit Ba-Quelle ganz → ba-ganz.txt → Amp sieht gut aus

Energiespektren der beiden Quellen: längere Messung → ba-ganz-lang.txt
→ na-ganz-lang.txt

Schwellen einstellen → na-fenster.txt

DA-Out an CH1 } 84.csv - 93.csv nur noch die eine Linie
SCA-Out an CH2 }

Amp-Out an CH1 } 94.csv - 97.csv
SCA-Out an CH2 }

Seite B : (4 rechts/...)

Slow Pulse PM

CH1: Out PM } 98.csv - 100.csv
CH2: Out Amp. }

SCA-Triggern mit Na-Quelle

Amp → Split → DA-Out an CH1

pos. SCA-Out an CH2 (Trigger)

SCA Fenster ganz auf

511 keV mit Ausgangseinst. → 101.csv - 112.csv

coarse: 20
fine: 57 Skt.
Amplitude (0,5-1,5 gain)
einst. - über Amp

↳ fine: 27,5 Skt. → 113.csv - 117.csv

DA maximal

SCA → DGD-Out an CH2 → verzög. & (Breite) anpassen bis überlappend
118.csv - 122.csv → DGD: 74

Energiespektrum Na

DA-Out an MCA-Analog-In

DAQ-Out an MCA-Gate-In

ganzes Spektrum aufnehmen $\rightarrow$ na_ganz.txt

coarse gain: 50 $\rightarrow$ na_lang.txt
fine gain: 51,0

Energiespektrum Ba: ba_lang.txt